

Einlagen – Programm:

„Laufen sie noch rund“


Statische und Dynamische Fußdruckmessung
für Ihre beste Versorgungsmöglichkeit.



Wir bieten von der Basis-, Comfort-, Premium-Einlage oder Sport-Einlage eine breite Palette zur Auswahl an. Ein besonderes Angebot ist die **Sensomotorische / Propriozeptive** Einlagen zur Korrektur der Körperhaltung. Die Messung ihres Fußes erfolgt mit der Druckmessplattform GP MultiSens als dynamischen Fußdruckmessung und oder auf Trittschaum. Nach Auswertung der Messung geben wir Ihnen eine Empfehlung für Ihre Einlagenversorgung, um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen.

Bei besonderem Bedarf können wir Ihnen als Aufzahlung von 10,00 € zusätzlich eine explizite Analyse mit statischer Messung durchführen und die Gewichtsverlagerung im Stand analysieren, sowie eine Ganganalyse durchführen. Hierzu stehen unsere Techniker und unsere Orthopädietechnikermeisterin zur Verfügung.

Bewegung erleben Schritt für Schritt



Dynamische Fussdruckmessung

Anwendungsgebiet der sensomotorischen / propriozeptiven Einlage:

Durch sensomotorische / propriozeptive Einlagen kann die Disbalance der Muskulatur gezielt behandelt werden und dadurch auch die Beschwerden in Haltung, Stellung, Gleichgewicht und Koordination. Durch gezielte Einflussnahme auf die muskulären und sehnigen Strukturen des Fußes kann eine Stärkung bzw. eine Schwächung des Muskels bewirkt werden

- Lähmungen (Spastik)
- Rotationsfehlstellungen der Beine
- Fußfehlstellungen wie Spitzfuß, Senkfuß, Knickfuß und Klumpfuß
- Zehenfehlstellungen
- Achillessehnenbeschwerden
- Fersenspornprobleme (Prävention)

Telefonische Anmeldung erbeten.

Dienstag / Donnerstag:

9.00 -14.00 Uhr

Sonnabend:

9.30 -11.00 Uhr